

PENISPUMPEN

GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND PRODUKTPFLEGE

- Es muss **langsam** gepumpt werden, da bei schnellem Pumpen das Gewebe beschädigt werden kann.
- Übermäßigen Gebrauch Penispumpe besteht **Verletzungsgefahr** bis hin zum vollständigen Bruch.
- Wenn Sie während oder nach der Anwendung Schmerzen verspüren, sofort Stop machen!
- Verwendung mit **Gleitmittel auf Wasserbasis**.

PRODUKTPFLEGE:

- Stellen Sie sicher, aus welchem Material Ihre Pumpe besteht.
- Waschen Sie es vor und nach dem Gebrauch.
- Elektropumpen nicht dem Wasser aussetzen!
- Wischen Sie die Pumpe beim Waschen mit einem sauberen Handtuch ab.
- Lagern Sie die Pumpe nicht in feuchten Räumen, da sich da die Gefahr von Schimmel und Bakterienbildung haben können.
- Setzen Sie die Pumpe keiner direkten Sonnenstrahlung aus.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht auf geschädigter Haut anwenden.
- Wenn nach Gebrauch Hautveränderungen auftreten, nicht mehr benutzen.
- Halten Sie es sicher und fern von anderen ähnlichen Materialien, um chemische Reaktionen zu vermeiden.
- Nicht im Ofen erhitzen!
- Nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwenden.
- Alle Teile (außer wo sich die Elektronik befindet) können mit Wasser und Seife gereinigt werden.
- Die zur Reinigung verwendete Seife sollte nicht stark und duftend sein (die meisten empfohlenen antibakteriellen Seifen).
- Elektrische Teile können mit einem feuchten Tuch abgewischt und getrocknet werden.